



## Κλίνη AvantGuard® 800 LTC



### **Αυτονομία και ασφάλεια σε Ιδρύματα μακράς νοσηλείας**

Η κλίνη AvantGuard 800 LTC είναι ιδανική για ιδρύματα μακράς νοσηλείας γιατί παρέχει καινοτομικές λύσεις, εργονομικό σχεδιασμό και συνδυάζεται με τη σειρά Meltis για την δημιουργία θαλάμων.

Με την κλίνη AvantGuard 800 LTC γίνεται εξοικονόμηση από τον πολύτιμο χρόνο των νοσηλευτών που χρειάζονται για τα καθημερινά καθήκοντα.

Οι λειτουργίες sliding backrest και autocontour βοηθούν στο να διατηρούνται οι ασθενείς στη σωστή θέση επάνω στο κρεβάτι για μεγαλύτερη άνεση και μείωση της τριβής και της καταστροφής των ιστών του δέρματος.

Επίσης χρησιμοποιώντας τη ηλεκτρική λειτουργία Trendelenburg βελτιώνουμε την διαχείριση του ασθενή και την κατανομή της πίεσης.


Με τη σειρά Meltis της Hill-Rom χρησιμοποιώντας τις μετόπες κεφαλής και ποδιών και τα άλλα έπιπλα, κάθε θάλαμος μπορεί να διαμορφωθεί σύμφωνα με τις ανάγκες των ασθενών.

Μία μεγάλη γκάμα από υλικά και χρώματα επιτρέπουν την τέλεια αντίθεση που θα βοηθήσει τους ασθενείς με περιορισμένη όραση να προσδιορίσουν τον χώρο και κινηθούν με ασφάλεια μέσα σε αυτόν.



## ① Χειριστήρια φιλικά στον χρήστη

Τα χειριστήρια της κλίνης AvantGuard 800 LTC είναι σχεδιασμένα για ασθενείς με περιορισμένη / μειωμένη όραση. Χρησιμοποιώντας μεγάλα και ανάγλυφα εικονίδια καθώς επίσης και υψηλής αντίθεσης χρώματα διευκολύνεται η αναγνώριση της κάθε λειτουργίας του κρεβατιού.




## ② Ευκολία στην καθημερινή φροντίδα

Το κεντρικό φρένο, η υποδοχή ιματισμού, οι τροχοί των 100 mm οι λείες επιφάνειες της κλίνης, τα προσθαιρούμενα τμήματα της επιφάνειας κατάκλισης σκοπό έχουν να διευκολύνουν τους νοσηλευτές στα καθημερινά τους καθήκοντα όπως ο καθαρισμός των κλινών και η απολύμανση.



## ③ Μεγαλύτερη ασφάλεια και αυτονομία

Ανάλογα με τις ανάγκες υπάρχει η επιλογή μεταξύ των μεταλλικών πλαϊνών κιγκλιδωμάτων και των κιγκλιδωμάτων ExtendGuard. Οι χειρολαβές υποβοήθησης έγερσης είναι απόλυτα συμβατές και με τους δύο τύπους κιγκλιδωμάτων. Βελτιώνουν την ασφάλεια των ασθενών κατά τη μεταφορά τους από και προς το κρεβάτι και διευκολύνουν την κινητικότητα τους.





## AvantGuard 800 LTC Bed

### Meltis® Μετώπες κεφαλής και ποδιών

Ο συνδυασμός της κλίνης AvantGuard 800 LTC και των μετόπων κεφαλής και ποδιών της σειράς Meltis της Hill-rom μετατρέπει τον θάλαμο των ασθενών σε ένα ασφαλές και λειτουργικό περιβάλλον προσδίδοντας σε αυτό μία φιλόξενη ατμόσφαιρα η οποία συμβάλει στην ενίσχυση της ευημερίας του ασθενούς



### Προαιρετικά

- Ηλεκτρική κίνηση γονάτων και **Autocontour**
- Διακόπτης επιλεκτικού κλειδώματος – αριστερή πλευρά ασθενή
- Ηλεκτρική κίνηση Trendelenburg / Reverse Trendelenburg
- Υποδοχή ματισμού & Επέκταση
- **ExtendGuard** πλαϊνά κιγκλιδώματα
- 2 μεταλλικά πλαϊνά κιγκλιδώματα
- 2 χειρολαβές υποβοήθησης έγερσης
- Μπαταρία
- Χειριστήριο σε εύκαμπτο βραχίονα
- 150mm διπλοί τροχοί
- 150mm μονοί αντιστατικοί τροχοί
- 150mm διπλοί αντιστατικοί τροχοί
- 125mm μονοί τροχοί
- 125mm μονοί αντιστατικοί τροχοί



### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

(ανάλογα με το στυλ μετοπών κεφαλής και ποδιών)

#### Διαστάσεις κλίνης

Διαστάσεις κλίνης με μετόπες:

Στάνταρτ.....	από 1078 έως 1090mm
Premium.....	από 938 έως 1040mm
Μήκος κλίνης.....	από 2090 έως 2144mm
Μήκος κλίνης με επέκταση.....	2270 έως 2324mm

#### Υψηλή θέση με:

100mm μονοί τροχοί (βασικό).....	735mm
125mm μονοί τροχοί.....	755mm
150mm μονοί τροχοί.....	780mm
150mm διπλοί τροχοί.....	775mm
150mm ενσωματωμένοι τροχοί.....	780mm

#### Χαμηλή θέση με:

100mm μονοί τροχοί (βασικό).....	375mm
125mm μονοί τροχοί.....	390mm
150mm μονοί τροχοί.....	420mm
150mm διπλοί τροχοί.....	415mm
150mm ενσωματωμένοι τροχοί.....	420mm

#### Κλίσεις κλίνης

Πλάτη.....	68°
Γόνατα.....	28°
Πόδια.....	16°
Trendelenburg/rev. Trendelenburg.....	-12°/+12°
Ασφαλές φορτίο λειτουργίας.....	185kg

Complies with essential requirements of EC directive 93/42/EEC applicable to Class 1 medical equipment.

AFNOR CERTIFICATION - 11, avenue Francis de Pressensé, 93571 SAINT-DENIS LA PLAINE cedex

Bears the NF Medical sign - Authorisation n° 178-01/01

In accordance with the following standards: NF-EN-60601-1 (1996), NF-EN-60601-1-2 (2001), NF-EN-60601-2-38 and amdt 1(1999), NF-S-90-312 (1984)

Quality & environmental organisation for development and manufacturing plant:

ISO 9001 (2000) LNE n° 01391 - ISO 13485 (2003) G.MED n°0851 - ISO 14001 (1996) ECOPASS n° F-563601

