

Προσαρμόζεται αποτελεσματικά στις καθημερινές ανάγκες σας



- Ανθεκτική και οικονομική υποστήριξη του ασθενούς
- Χρήση και από τις δύο πλευρές
- Αφρώδες υλικό μιας πυκνότητας, υψηλής ελαστικότητας
- Εύκολο στην πλύση του και εξαιρετικά υγιεινό
- Προσαρμόζεται στις περισσότερες κλίνες και ακολουθεί όλες τις κινήσεις τους



Hill-Rom NP50 Monodensity

Στρώμα από αφρώδες υλικό υψηλής ελαστικότητας



Βελτιώνει τα Αποτελέσματα για Ασθενείς και Νοσηλευτές™

Hill-Rom NP50 Monodensity Στρώμα από αφρώδες υλικό υψηλής ελαστικότητας

Κατασκευασμένο από αφρώδες υλικό υψηλής ελαστικότητας το στρώμα της Hill-Rom NP50 μιας πυκνότητας παρέχει υψηλά επίπεδα άνεσης στους ασθενείς. Η δυνατότητα χρήσης του στρώματος και από τις δύο πλευρές το καθιστά μία οικονομική λύση και ιδιαίτερα ανθεκτικό διασφαλίζοντας την μακροχρόνια χρήση του.

Το κάλυμμα πολυουρεθάνης του στρώματος είναι αδιάβροχο, αεροδιαπερατό, βακτηριοστατικό και αντιμυκητιακό. Είναι εύκολο στην πλύση του και την απολύμανσή του διασφαλίζοντας μέγιστη υγιεινή για ασθενείς και νοσηλευτές



Τεχνικές Προδιαγραφές

Στρώμα (διαθέσιμες διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας)

Μήκος.....198 cm
Πλάτος.....85 cm ή 90 cm
Ύψος.....14 cm
Βάρος.....8,6 kg

Πυκνότητα:.....40
kg/m³

Εγγύηση:

Η Hill-Rom προσφέρει 2 έτη εγγύηση καλής λειτουργίας για το αφρώδες υλικό και το κάλυμμα.

Όριο βάρους για θεραπεία.....150 kg

Απολύμανση:

Για απολύμανση του καλύμματος περάστε το με διάλυμα υποχλωρίωσης 1000ppm

Συμμόρφωση με πρότυπα:

EN 597 1&2, crib 5, BS 6807, BS 7177 : 1996, GPEM D1-90, UNI 9175

Το στρώμα Hill-Rom NP50 Monodensity είναι:

Ακτινοδιαπερατό και ελεύθερο από latex.

CE MDD 93/42/EEC για ιατρικό εξοπλισμό κλάσης 1

Το στρώμα Hill-Rom NP50 Monodensity διαθέτει δύο επιπρόσθετα μήκη

Κανονικό μέγεθος: 198cm

+9cm | +18cm



Βελτιώνει τα Αποτελέσματα για Ασθενείς και Νοσηλευτές™