

Ένα νέο πρότυπο φροντίδας



Στρώμα αέρος Hill-Rom P330 - Επιφάνεια κατάκλισης
Αυτορυθμιζόμενο στρώμα εναλλασσόμενης χαμηλής πίεσης

Hill-Rom.

Βελτιώνει τα Αποτελέσματα για Ασθενείς και Νοσηλευτές™

Hill-Rom P330 Wound Surface

Στρώμα πρόληψης & θεραπείας κατακλίσεων

Το πολλαπλών ζωνών, αυτορυθμιζόμενο στρώμα P330 παρέχει υποστήριξη εναλλασσόμενης χαμηλής πίεσης συνεχόμενα, θέτοντας νέα πρότυπα στο χώρο της φροντίδας.

Είναι ειδικά σχεδιασμένο να παρέχει βελτιωμένη πρόληψη & θεραπεία σε ασθενείς σε ρίσκο που υποφέρουν από έλκη κατάκλισης.

ΑΣΦΑΛΕΣ ΔΕΡΜΑ




Το νέο πρόγραμμα της Hill-Rom Ασφαλές Δέρμα επιτρέπει μετρήσιμα και αποδεκτά αποτελέσματα για την πρόληψη των κατακλίσεων με το να:

- * Επιτρέπει βασισμένο σε αποδείξεις τη συνεχή βελτίωση των θεραπειών και πρωτοκόλλων για τις κατακλίσεις.
- * Προσαρμόζει θεραπείες και πρωτόκολλα έτσι ώστε να βοηθά στην επιλογή της σωστής επιφάνειας κατάκλισης για τον κατάλληλο ασθενή, στο σωστό χρόνο.
- * Οδηγεί μέσω της εκπαίδευσης στην αλλαγή της διαχείρισης του ασθενούς, από την απαλοιγή των κατακλίσεων στις προηγμένες μεθόδους θεραπείας αντιμετώπισης ελκών του δέρματος.

www.hill-rom.com





Άνεση, Ασφάλεια, Απλότητα, Αξιοπιστία

Το στρώμα Hill-Rom P330 Wound Surface κατευθύνει όλα τα «κλειδιά» αποτελεσματικότητας που σχετίζονται με την πρόληψη και την θεραπεία των ελκών κατάκλισης.

Είναι μία επιφάνεια θεραπείας αθόρυβη, συμπαγής, ελαφριά, χωρίς εξωτερική μονάδα ελέγχου/λειτουργίας και πολύ εύκολη στη χρήση της και στην μεταφορά της.

Επίσης προσφέρει χαμηλή κατανάλωση ρεύματος η οποία το καθιστά ένα φιλικό προς το περιβάλλον προϊόν.

Στρώμα αέρος Hill-Rom P330 - Επιφάνεια κατάκλισης
Αυτορυθμιζόμενο στρώμα εναλλασσόμενης χαμηλής πίεσης



Τεχνικές Προδιαγραφές

Στρώμα

Μήκος.....	194 cm (76")
Πλάτος.....	85 cm (33,5")
Ύψος.....	20 cm (8")
Βάρος.....	10 kg (22lb)

Μέγιστο Βάρος Ασθενούς

Όριο Βάρους Θεραπείας.....	180kg (500 lbs)
(Βάρος ασθενή που εξασφαλίζει κλινικά αποτελέσματα σε όλες τις θέσεις του ερεισίνωτου πλάτης, εξαιρώντας τα κλινοσκεπάσματα και τα παρελκόμενα)	
Μέγιστο Βάρος.....	250kg (550 lbs)
(Μέγιστο αποδεκτό φορτίο με την κλίνη στην οριζόντια θέση)	

Υλικό Καλύμματος:

Επικάλυψη πολυουρεθάνης σε ύφασμα πολυεστέρα, χαμηλής τριβής, βακτηριοστατικό, μυκητοστατικό, αντιμικροβιακό, αδιάβροχο. Δυνατότητα καθαρισμού με απολύμανση και πλύση σε πλυντήριο.

Ηλεκτρικές Απαιτήσεις:

Τάση.....100-240 VAC

Τρέχον ρεύμα:

Αναλογικό.....	0,8-0,4 A (100VAC – 240VAC)
Κανονική λειτουργία.....	0,15-0,066 A (100VAC – 240VAC)
Κατανάλωση ρεύματος.....	15VA

Μέγιστη έξοδος θορύβου (ISO 3740)

P330.....45dBA σε κανονικές συνθήκες χρήσης (Πληροφοριακά ένας υπολογιστής γραφείου έχει: 44 dBA).

CE 0459 κλάση Ια Ιατρική Συσκευή σε συμφωνία με την οδηγία 93/42/EEC

Το στρώμα θεραπείας Hill-Rom P330 είναι επίσης διαθέσιμο με πλάτος 90,5cm (35,5").



Βελτιώνει τα Αποτελέσματα για Ασθενείς και Νοσηλευτές.™