




Τραπεζίδιο Κλίνης TA 519

Το τραπέζι TA 519 προσφέρει μέγιστη άνεση στον ασθενή και διευκολύνει το έργο του νοσηλευτικού προσωπικού, μέρα- νύχτα. Έχει τέλεια προσαρμογή με μια σταθερή βάση και δυνατότητα αυξομείωσης ύψους που επιτρέπει την εύκολη και ασφαλή χρήση του.




- ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ
- ΣΤΕΡΕΟ
- ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ


Τραπεζίδια κλίνης TA 519



Τραπεζίδιο κλίνης TA 519 F
1 επιφάνεια laminate, στρογγυλεμένες γωνίες, εποξικό κιγκλίδωμα



Τραπεζίδιο κλίνης TA 519 I
2 επιφάνειες laminate, η μεγαλύτερη εκ των οποίων παίρνει θέση αναλογίου, πλαστική ράγα stop, στρογγυλεμένες γωνίες, ξύλινο κιγκλίδωμα



Τραπεζίδιο κλίνης TA 519 H
1 επιφάνεια laminate, στρογγυλεμένες γωνίες



Χειρολαβή για αυξομείωση ύψους



Τραπεζίδιο κλίνης TA 519 G
2 επιφάνειες laminate, η μεγαλύτερη εκ των οποίων παίρνει θέση αναλογίου, στρογγυλεμένες γωνίες

Ποιότητα κατασκευής

Της βάσης:

Βάση σχήματος - U με άνοιγμα στη μία πλευρά, σωλήνες εποξικοί ορθογώνιας κατασκευής 40 x 20mm, με 4 διπλούς τροχούς. Δύο σωλήνες διαμέτρου 28 και 36mm με σύστημα πολλαπλών θέσεων, αυτόματο σύστημα στερέωσης και δακτυλίου polyamide που διασφαλίζουν την σταθερότητα

Της επιφάνειας:

18mm πάχους υλικό laminate με στρογγυλεμένες γωνίες, ή συνδυασμός υλικού laminate -ξύλου (μεγάλη γκάμα χρωμάτων), εποξικά ή ξύλινα κιγκλιδώματα, πλαστική ράγα stop. Στην επιφάνεια προσαρμόζονται 2 επίπεδοι εποξικοί σωλήνες υποστήριξης 15 x 30mm, για μεγαλύτερη ακαμψία. Επιλογή χρωμάτων laminate μέσα από μία μεγάλη γκάμα

Τεχνικές προδιαγραφές (mm):

