

Hill-Rom®  
Procedural Stretcher



**NEW**



**Procedural Stretcher – Φορείο Μεταφοράς**

**Με μία ματιά**

Νέο φορείο Hill-Rom, χαρακτηριστικά:

- Αποδοχή βάρους έως 317,5 kg .
- Ενσωματωμένος ζυγός ο οποίος απεικονίζει κιλά και λίβρες ταυτόχρονα.
- Χαμηλό ύψος 52,6 cm για πιο ασφαλή είσοδο και έξοδο από το φορείο.
- 12,7 cm αερόστρωμα (PrimeAire ARS®) για ανακουφισμένους ασθενείς - το πρώτο μη ηλεκτρικό αερόστρωμα για φορείο.
- Λειτουργία BackSaver Fowler για ευκολότερη ανάκλιση του τμήματος κεφαλής.
- Auto Contour™ προαιρετικά βοηθά τον ασθενή να μην γλιστράει προς τα κάτω.
- Ενεργό φρένο χειρός – το πρώτο ανά τον κόσμο φρένο χειρός που σας βοηθά να ξεπερνάτε ράμπες και γωνίες εύκολα χωρίς να απαιτείται να χρησιμοποιείτε το βάρος του σώματός σας ως αντιστάθμιση και να σταματάτε εύκολα και με ασφάλεια.
- Ενσωματωμένος μηχανισμός μεταφοράς στατώ ορού που διευκολύνει τη μεταφορά του φορείου και του φορητού στατώ ορού.
- Σύστημα νέας γενιάς διεύθυνσης Steering Plus™ για κλειστές γωνίες και έλεγχο
- Διπλή ασφάλιση φρένου στους τέσσερις τροχούς για μία δυνατή και σταθερή πλατφόρμα.
- Πλένεται υπό πίεση
- Τρία χρόνια εγγύηση για τα μέρη του φορείου και εγγύηση εφ' όρου ζωής για τον σκελετό.

**ΝΕΟ ΦΟΡΕΙΟ HILL-ROM PROCEDURAL**

Το φορείο Procedural (P8000) της Hill-Rom μεγάλης αντοχής στις δύσκολες καταστάσεις αποτελεί ιδανική επιλογή για χρήση στις μονάδες επειγόντων, OR, PACU, και στα εξωτερικά ιατρεία. Το φορείο προσφέρει μοναδική ευκινησία, άνεση και ποιότητα.

**Ευκινησία:** Δυσκολία στο χειρισμό και στην ακινητοποίηση? Η προαιρετική χειρολαβή ενεργοποίησης φρένου διευκολύνει κατά την μεταφορά σε ράμπες και στα απότομα - ξαφνικά φρεναρίσματα. Ο ενσωματωμένος μηχανισμός μεταφοράς στατώ ορού σας βοηθά κατά τη μεταφορά του φορείου και του φορητού στατώ ορού. Το σύστημα νέας γενιάς διεύθυνσης Steering Plus™ επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο κατά τη μεταφορά και την εύκολη μεταφορά του φορείου στις κλειστές γωνίες.

**Άνεση:** Μειώνει το ρίσκο τραυματισμού κατά τη μεταφορά και διαχείριση του ασθενούς και ενισχύει την άνεση του ασθενούς και τη δική σας. Η λειτουργία BackSaver Fowler διευκολύνει την ανάκλιση του τμήματος κεφαλής και σε συνδυασμό με την λειτουργία Auto Contour™ μειώνεται η ανάγκη επανατοποθέτησης και διεύθησης του ασθενούς. Το βραδύκαυστο αερόστρωμα 12,7 cm (PrimeAire ARS®) είναι το πρώτο μη ηλεκτρικό αερόστρωμα για φορείο που βελτιώνει την άνεση του ασθενούς.

**Ποιότητα:** Ο ενισχυμένος σκελετός είναι κατασκευασμένος από μεγάλο πάχους χάλυβα, βαρέως τύπου, για ποιότητα μακράς διάρκειας και ικανός να δεχθεί βάρος 317,5 kg ώστε να επιδέχεται και να διαχειρίζεται ασθενείς με νοσηρή παχυσαρκία ακόμη και στις πιο αντίξοες συνθήκες. Χειρολαβές μεταφοράς, στατώ ορού, κάγκελα και άλλα μέρη του φορείου από νικέλιο για μεγάλη αντίσταση στη οξειδωση ακόμη και στις πιο αντίξοες συνθήκες.

## Hill-Rom® Procedural Stretcher – Φορείο Μεταφοράς

➤ Χαρακτηριστικά	Βασικά Χαρακτηριστικά	Προαιρετικά Χαρακτηριστικά
Αποδοχή βάρους 317,5 kg	•	
Ενσωματωμένος ζυγός έγχρωμης απεικόνισης		•
12,7 cm αερόστρωμα PrimeAire® Air Reflex™ (ARS) βραδύκαστο.		•
BackSaver Fowler™ (Περιλ. Χειροκ. Ανάκλιση γονάτων)		•
Auto Contour™ (περιλαμβάνει “BackSaver Fowler™”)		•
Ενεργό φρένο χειρός		•
Ενσωματωμένος μηχανισμός μεταφοράς στατό		•
Ποδ/χλοί πέδησης /κατεύθυνσης – κεφάλι και πόδια	•	
Ποδ/χλοί πέδησης /κατεύθυνσης–και στις 4 πλευρές		•
Σύστημα νέας γενιάς κατεύθυνσης Steering Plus™	•	
Εργονομικές χειρολαβές μεταφοράς		•
Μόνιμο στατό ορού – 3 άγκιστρα		•
Πλάτος επιφάνειας κατάκλισης 66cm	•	
Πλάτος επιφάνειας κατάκλισης 76,20cm		•
Χειροκίνητη ανάκλιση γονάτων		•
Υδραυλικοί ποδ/χλοί αυξομείωσης ύψους στα πόδια		•
Σύστημα πλευρικών προστατευτικών κάγκελων	<b>Προσθαφαιρούμενα</b>	
Ακτινοδιαπερατή επιφάνεια κατάκλισης		•
7,6cm υψηλής πυκνότητας αφρώδες στρώμα βραδύκα.	•	
10,2cm υψηλής πυκνότητας αφρώδες στρώμα βραδύκα.		•
12,7 Comfortline® αφρώδες στρώμα πολλαπλών πυκνοτήτων βραδύκαστο		•
Χρώμα προσκρουστήρων – επιλογή μεταξύ ουδέτερου, μπλε, κόκκινου, πετρώλ ή πορφυρό.	<b>Κατ’ επιλογή</b>	

### ➤ Παρελκόμενα

- Μαξιλάρι φορείου
- Μεταφορέας στατό
- Τραπεζίδιο ασθενούς
- Τραπεζίδιο αντικειμένων
- Ιμάντες ακινητοποίησης
- Υποδοχή φιάλης οξυγόνου
- Υποδοχή φιάλης υγρού O<sub>2</sub>
- Σύστημα υποδοχών εγχύσεων
- Καλύμματα κάγκελων
- Προέκταση βραχίονα
- Προσθ/μενη μετώπη ποδιών
- Προσθήκη στρώματος
- Κάθετη υποδοχή κασέτας x-ray
- Διαγραμματοθήκη
- Μετατρέπόμενη μετώπη ποδιών
- Στατό ορού
- Αναβολέας αστραγάλου
- Ιμάντες μεταφοράς
- Προέκταση ποδιών
- Υποδοχή ρολού χαρτιού

### ➤ Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Μέγιστο βάρος .....317,5 kg
- Ελάχιστο ύψος – από το δάπεδο έως την επιφάνεια κατάκλισης: .....52,6 cm με ζυγό 52,1 cm
- Μέγιστο ύψος – από το δάπεδο έως την επιφάνεια κατάκλισης: .....87 cm με ζυγό 86,4 cm
- Συνολικό μήκος.....210,8 cm
- Συνολικό πλάτος (ανεβασμένα τα κάγκελα)...81,3 cm ή 91,4 cm
- Συνολικό πλάτος (με αποθηκ/να τα κάγκελα.....67,3 ή 76,8 cm
- Μήκος κάγκελων.....119,4 cm
- Ύψος πλευρικών προστατευτικών επάνω από την επιφάνεια /στρώμα.....35,6 cm
- Διαστάσεις Στρώματος:... 66cm x 190,5 cm ή 76,2cm x 190,5 cm
- Μέγιστη ανάκλιση πλάτης..90°
- Μέγιστο Trend./Rev.Trend 18°
- Απόσταση από το δάπεδο στη βάση.....8,9 cm
- Διάσταση τροχών.....20,3 cm



Auto Contour™ προαιρετικά με λειτουργία BackSaver Fowler™



Ενσωματωμένος Ζυγός



12,7cm αερόστρωμα (PrimeAire ARS)



Ενσωματωμένος Μηχανισμός Μεταφοράς Στατό Ορού



Ενεργό Φρένο Χειρός