

Hill-Rom®
Transport Stretcher



NEW

12,7cm στρώμα αέρος
(Στρώμα PrimeAire ARS)
βραδύκαυστο*

Στατό ορού*

Εργονομικές χειρολαβές
μεταφοράς*

Διπλή ασφάλιση φρένου στους
τέσσερις τροχούς με
ενσωματωμένο ασάλινο γρανάζι

Νέας γενιάς σύστημα
κατεύθυνσης Steering Plus™*

Ποδομοχλοί πέδησης και διεύθυνσης
στις τέσσερις πλευρές*

* Προαιρετικά χαρακτηριστικά

Transport Stretcher – Φορείο Μεταφοράς

Με μία ματιά

Νέο φορείο Hill-Rom, χαρακτηριστικά:

- Αποδοχή βάρους έως 317,5 kg .
- Χαμηλό ύψος για πιο ασφαλή είσοδο και έξοδο από το φορείο.
- 12,7 cm αερόστρωμα (PrimeAire ARS®) για ανακουφισμένους ασθενείς - το πρώτο μη ηλεκτρικό αερόστρωμα για φορείο.
- Σύστημα νέας γενιάς διεύθυνσης Steering Plus™ για κλειστές γωνίες και έλεγχο
- Διπλή ασφάλιση φρένου στους τέσσερις τροχούς για μία δυνατή και σταθερή πλατφόρμα.
- Πλένεται υπό πίεση
- Τρία χρόνια εγγύηση για τα μέρη του φορείου και εγγύηση εφ' όρου ζωής για τον σκελετό.

ΝΕΟ ΦΟΡΕΙΟ HILL-ROM TRANSPORT

Το φορείο μεταφοράς Transport (P8005) της Hill-Rom αποτελεί μια οικονομική λύση για οποιαδήποτε μονάδα. Το φορείο είναι κατασκευασμένο για να προσφέρει μοναδική κινητικότητα, άνεση και ποιότητα.

Κινητικότητα: Εύκολο στη μεταφορά του κατά την πέδηση και κατεύθυνση το φορείο επιτρέπει μία εναλλακτική μετά το σύστημα νέας γενιάς διεύθυνσης Steering Plus™ για πλήρη έλεγχο κατά τη μεταφορά και την εύκολη διέλευση του στις κλειστές γωνίες.

Άνεση: Το προαιρετικό βραδύκαυστο αερόστρωμα 12,7 cm (PrimeAire ARS®) είναι το πρώτο μη ηλεκτρικό αερόστρωμα για φορείο που βελτιώνει την άνεση του ασθενούς.

Ποιότητα: Ο ενισχυμένος σκελετός είναι κατασκευασμένος από μεγάλου πάχους, αυτοκινητικής βαθμίδας χάλυβα για ποιότητα μακράς διάρκειας και ικανός να δεχθεί βάρος 317,5 kg ώστε να επιδέχεται και να διαχειρίζεται ασθενείς με νοσηρή παχυσαρκία. Χειρολαβές μεταφοράς, στατό ορού, κάγκελα και άλλα μέρη του φορείου από νικέλιο για μεγάλη αντίσταση στη οξείδωση ακόμη και στις πιο αντίξοες συνθήκες.


Hill-Rom®

Transport Stretcher – Φορείο Μεταφοράς

➤ Χαρακτηριστικά	Βασικά Χαρακτηριστικά	Προαιρετικά Χαρακτηριστικά
Αποδοχή βάρους 317,5 kg	•	
12,7 cm αερόστρωμα PrimeAire® Air Reflex™ (ARS) βραδύκαυστο.		•
Ποδ/χλοί πέδησης /κατεύθυνσης – κεφάλι και πόδια	•	
Ποδ/χλοί πέδησης /κατεύθυνσης –και στις 4 πλευρές		•
Ειδικός τροχός για χειρισμό στις στροφές	•	
Σύστημα νέας γενιάς κατεύθυνσης Steering Plus™		•
Εργονομικές χειρολαβές μεταφοράς		•
Μόνιμο στατό ορού – 2 άγκιστρα		•
Πλάτος επιφάνειας κατάκλισης 66cm	•	
Πλάτος επιφάνειας κατάκλισης 76,20cm		•
Σύστημα πλευρικών προστατευτικών κάγκελων	Αναδιπλούμενα	
7,6cm υψηλής πυκνότητας αφρώδες στρώμα βραδύκαυ.	•	
10,2cm υψηλής πυκνότητας αφρώδες στρώμα βραδύκα.		•
12,7 Comfortline® αφρώδες στρώμα πολλαπλών πυκνοτήτων βραδύκαυστο		•
Χρώμα προσκρουστήρων – επιλογή μεταξύ κόκκινου ή καφέ-γκρι με ουδέτερου χρώματος φυσούνες.	Κατ' επιλογή	

➤ Παρελκόμενα

- Μαξιλάρι φορείου
- Μεταφορέας στατό
- Τραπεζίδιο ασθενούς
- Τραπεζίδιο αντικειμένων
- Υποδοχή φιάλης οξυγόνου
- Υποδοχή φιάλης υγρού O₂
- Σύστημα στήριξης ορού
- Καλύμματα κάγκελων
- Προέκταση βραχίονα
- Προσθ/μενη μετώπη ποδιών
- Προσθήκη στρώματος
- Κάθετη υποδοχή κασέτας x-ray
- Διαγραμματοθήκη
- Μετατρέπόμενη μετώπη ποδιών
- Στατό ορού
- Αναβολέας αστραγάλων
- Ιμάντες μεταφοράς
- Προέκταση ποδιών
- Υποδοχή ρολού χαρτιού



12,7cm Στρώμα Αέρος (Στρώμα PrimeAire ARS)



Νέας γενιάς σύστημα κατεύθυνσης Steering Plus™

➤ Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Μέγιστο βάρους317,5 kg
- Ελάχιστο ύψος – από το δάπεδο έως την επιφάνεια κατάκλισης: 58,4 cm
- Μέγιστο ύψος – από το δάπεδο έως την επιφάνεια κατάκλισης:88,9 cm
- Συνολικό μήκος.....210,8 cm
- Συνολικό πλάτος81,3 cmή 91,4 cm
- Μήκος κάγκελων.....119,4 cm
- Ύψος πλευρικών προστατευτικών επάνω από την επιφάνεια /στρώμα.....36,8 cm
- Διαστάσεις Στρώματος:... 66cm x 190,5 cm ή 76,2cm x 190,5 cm
- Μέγιστη ανάκλιση πλάτης..90°
- Μέγιστο Trend./Rev.Trend 18°
- Απόσταση από το δάπεδο στη βάση.....8,9 cm
- Διάσταση τροχών.....20,3 cm